



# Pragostem

JAPONSKÉ TRADICE  
NEMAJÍ HRANICE



## MIKROTOMOVÉ ŽILETKY HISTO CUTTER®

Japonská firma Muto byla založena roku 1946 a zaměřuje se na výrobu mikrotomových žiletek té nejvyšší kvality. Nabízí žiletky, které se vyznačují vysokou ostroostí a odolností.

 Kat. č. MUTO70HP  
HIGH PROFILE BLADE



Pro kryo a parafinové řezy.

 Kat. č. MUTO80LA  
LOW ANGLE (22°) BLADE




Pro extra tenké řezy.

 Kat. č. MUTO26  
LOW PROFILE BLADE



Pro kryo a parafinové řezy.

 Kat. č. MUTO42  
LOW PROFILE BLADE



Pro standardní parafinové řezy.

 Kat. č. MUTO52  
LOW PROFILE BLADE



Pro standardní parafinové řezy.

 Kat. č. MUTO67  
LOW PROFILE BLADE



Pro tenké parafinové řezy.

## KONTROLA KVALITY


Mikrotomové nože a žiletky od firmy Muto procházely dlouholetou kontrolou kvality zaměřenou na odolnost břitů proti rychlému poškození (trhliny, zářezy atd.).





## Specifikace (HISTO CUTTER)

Kat. č.	Materiál (počet)	Žiletka Úhel	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Poznámka
č. MUTO26	Stainless Steel (50 žiletek/ Box)	35	80	8	0,25	Vhodné pro řezy měkkých tkání
č. MUTO42		35	80	8	0,25	Vhodné pro řezy tvrdých tkání, dobrá odolnost
č. MUTO52		35	80	8	0,25	Vhodné pro řezy tvrdých tkání, dobrá ostrost a odolnost
č. MUTO67		35	80	8	0,25	Vhodné pro řezy tvrdých tkání, výborná ostrost
č. MUTO70HP		35	80	14	0,32	Vhodná pro řezy tvrdých tkání, výborná odolnost
č. MUTO80LA		22	80	8	0,25	Vhodné pro extra tenké řezy



## TRIMOVACÍ NOŽE

▶ č. MUTO130 a č. MUTO260

Trimovací nože fy. Muto nejsou vyrobeny z karbonové oceli, ale z nerezové oceli. S těmito noži je možné krájet i napůl fixované orgány.

## Specifikace (trimovací nože)

Kat. č.	Materiál (počet)	Žiletka Úhel	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Poznámka
č. MUTO130	Stainless Steel (50 žiletek/ Box)	22	130	18	0,25	Vhodné pro řezy orgánů i v nefixovaném stavu
č. MUTO260		22	260	18	0,25	

Kontakt:



**Pragostem**

Baranova 1802/21  
130 00 Praha 3

e-mail: [bruna@pragostem.cz](mailto:bruna@pragostem.cz)

tel.: +420 725 930 929

fax: +420 466 414 176