

## ODBĚROVÉ SOUPRAVY COVID – 19

### Odběrová souprava

kód C64VC1001-3F



3 komponenty s virovým transportním médiem (VTM).

**Složení:** Bovinní sérum albumin V a virově stabilní přísady (HEPES).

Udržuje aktivitu viru v širokém teplotním rozmezí, což usnadňuje extrakci nukleové kyseliny pro následné vyšetření a izolovanou kulturu viru.

**Sada:** 1x zkumavka 10ml s 3ml VTM médiem

1x faryngeální výtěrka, sterilní, 150mm, PP dřík s viskózním hrotem, jednotlivě balený, s 80mm breakpointem

1xsáček na biohazardní vzorek

### Odběrová souprava

kód C64VC1001-3N



3 komponenty s transportním médiem VTM-Viral.

**Složení:** Bovinní sérum albumin V a virově stabilní přísady (HEPES). Udržuje aktivitu viru v širokém teplotním rozmezí, což usnadňuje extrakci nukleové kyseliny pro následné vyšetření a izolovanou kulturu viru.

**Sada:** 1x zkumavka 10ml s 3ml médiem VTM

1x výtěrka nasofaryngeální, sterilní, 150mm, nylonová flockovaná, jednotlivě balená, s 80mm breakpointem

1x sáček na biohazardní vzorek

## Odběrová souprava

kód C64VC1001-4NF



4 komponenty s transportním médiem VTM-Viral.

**Složení:** Bovinní sérum albumin V a virově stabilní přísady (HEPES). Udržuje aktivitu viru v širokém teplotním rozmezí, což usnadňuje extrakci nukleové kyseliny pro následné vyšetření a izolovanou kulturu viru.

**Sada:** 1x zkumavka 10 ml s 3 ml médiem VTM

1x výtěrka nasofaryngeální, sterilní, nylonová vložka

1x výtěrka faryngeální sterilita, PP dřík s viskózním hrotem, 150 mm, jednotlivě balený, s 80 mm zlomu

1x sáček na biohazardní vzorek

## Odběrová souprava

kód C64VC1001-4FF



4 komponenty s transportním médiem VTM-Viral.

**Složení:** Bovinní sérum albumin V a virově stabilní přísady (HEPES). Udržuje aktivitu viru v širokém teplotním rozmezí, což usnadňuje extrakci nukleové kyseliny pro následné vyšetření a izolovanou kulturu viru.

**Sada:** 1x zkumavka 10 ml s 3 ml médiem VTM

2x výtěrka faryngeální sterilita, PP dřík s viskózním hrotem, 150 mm, jednotlivě balený, s 80 mm zlomu

1x sáček na biohazardní vzorek

## Odběrová souprava

kód C64VC1001-4NN



4 komponenty s transportním médiem VTM-Viral.

**Složení:** Bovinní sérum albumin V a virově stabilní přísady (HEPES). Udržuje aktivitu viru v širokém teplotním rozmezí, což usnadňuje extrakci nukleové kyseliny pro následné vyšetření a izolovanou kulturu viru.

**Sada:** 1x zkumavka 10 ml s 3 ml médiem VTM

2x výtěrka nasofaryngeální sterilita, PP dřík s viskózním hrotem, 150 mm, jednotlivě balený, s 80 mm zlomu

1x sáček na biohazardní vzorek

## Odběrová sada - výtěr hltanu

kód 612201



sterilní, 150 mm, PP dřík s viskózovým hrotem, jednotlivě balený, s 80 mm zarážkou

## Odběrová sada - výtěr z nosohltanu

kód 612001



sterilní, 150 mm, nylonový flock, jednotlivě balené, s 80mm zarážkou

## Zkumavka s médiem VTM

kód C64VC1001



včetně Coronavirus, x10ml s 3ml VTM-virové transportní médium, tuba 10ml s 3ml VTM médiem