



Pragostem

JAPONSKÉ TRADICE NEMAJÍ HRANICE



MIKROTOMOVÉ ŽILETKY HISTO CUTTER® PLASMA

Japonská firma Muto byla založena roku 1946 a zaměřuje se na výrobu mikrotomových žiletek té nejvyšší kvality. Nabízí žiletky, které se vyznačují vysokou ostroostí a odolností.

NOVINKA



LS35, kat. č. 43353
(50 žiletek/box)



Vhodné pro měkké vzorky.



LH35, kat. č. 43352
(50 žiletek/box)



Vhodné pro tvrdé vzorky.

Více než 25 let firma Muto P.C. hledala optimální kvalitu jednorázových mikrotomových žiletek. Nyní jsme rádi, že můžeme uvést na trh nové žiletky s plazmovými technologiemi, které výrazně zvyšují ostroost a odolnost žiletek.



Pragostem

e-mail: info@pragostem.cz